

中和抗体チェックで 「本物の安心感」を。

新登場！

新型コロナウイルス
ワクチン接種前後の
中和抗体^{※1}の確認に^{※2}
【Neutralizing Antibody】

研究用
検査1回分

抗体検査 | 2019-nCoV RBD
Antibody Rapid Test

テストプレートに血液検体を滴下後、15分程度で検査結果を確認出来ます。^{※2}

※1 ワクチンを接種していなくても、「中和抗体」を保有していることがあります。

※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。

BORDER ZERO

今、身体の中の
コロナ抗体の
有無を知る
抗体検査キット

研究用 検査1回分

こんな方の中和抗体を検出！

無症状？

実はもっているかもしれない？
中和抗体を確認したい方に。



ワクチン後

ワクチン接種後の中和抗体の
再確認のために。



感染後

中和抗体を持っているか
心配な方の確認のために。



新型コロナウイルス中和抗体の有無を検出するキットです。

新型コロナウイルス中和抗体検出キット 希望小売価格

2,800円^(税別)

CHECK!




中和抗体の ココがスゴイ!

抗体とは、体内に入ったモノに結合して攻撃したり無害化したりする、体の免疫機能を担う物質のひとつです。抗体は種類によって様々な機能があり、機能のよくわかっていないものがあったり、中には花粉症の原因になったりするものもあるようです。しかし、この抗体の中で、ウイルスに結合して、**ウイルスが人の細胞へ侵入しないよう防ぐ抗体は、中和抗体と呼ばれています。**

● 中和抗体の仕組み

コロナウイルスがヒトの細胞に感染する際、ウイルスは先端にあるスパイク部をヒトの細胞と結合させようとしています。中和抗体は、身代わりとなってスパイク部に結合し、細胞を感染から守ります。この中和抗体が検体内にあるかを検出しています。



● その他の抗体検査との違いは?

市販されている抗体検査キットの多くは、抗体全般について検出するものですが、弊社商品は、ウイルスの感染能力を失わせる*「中和抗体」に特化して検出するものです。様々な状況の中で中和抗体を持っているかどうかの確認が出来ます。

*「中和抗体」を持っていたとしても抗体量や体調等により、ウイルスに感染する可能性があります。

【ご用命・お問い合わせ先】



株式会社HNC

大阪市中央区本町1-6-18
TEL : 06-4705-6388 FAX : 0725-23-2864
E-mail: nomura@hnc.bz
<http://hnc.bz/index.html>